



Matkahappirikastin EverGo

Tätä laitetta voitte lainata lyhytaikaiseen käyttöön (max. 2 viikkoa) keuhkosairauksien poliklinikalta puh. **06 415 5294** tai **06 415 5373**. Laite on kevyt ottaa mukaan esim. juhliin tai lyhyille lomamatkoille.

Kun laite on käytössä, asiakkaan tulee hengittää nenän kautta. Laite antaa merkkiään, ellei se havaitse hengitystä 2 minuuttiin. Tästä syystä kannattaa laitetta kokeilla kotona ennen matkalle lähtöä.

Laite saa virtaa:

1. Verkkovirrasta
2. Auton 12 voltin DC-autoadapterista
3. Sisäisestä akkupaketista, kun akut ovat täysin ladattuja:

Virtausasetus	Hengitysnopeus 20 hengitystä/min (2 akkua)
1 l/min	12 tuntia
2 l/min	8 tuntia
3 l/min	6 tuntia
4 l/min	4 tuntia
5 l/min	4 tuntia

Laite toimii happivirtauksilla 1–5 l/min ja nenäviiksiin voi yhdistää enintään 2 metrin happiletkun.

Hoitaja ohjaa laitteen käytön, mutta tutustukaa huolellisesti myös laitteen mukana tulevaan käyttöoppaaseen ennen laitteen käyttöönottoa.

Lisätietoja matkahappirikastimeen liittyvissä asioissa saa arkipäivisin klo 7.30–14.00 keuhkosairauksien kuntoutusohjaajalta puh. **06 415 5294** tai sairaanhoitajalta puh. **06 415 5373**.

Mikäli ette saa yhteyttä kuntoutusohjaajaan tai sairaanhoitajaan, soittakaa keuhkosairauksien poliklinikan toimistoon puh. **06 415 4834** ja jättäkää soittopyyntö.



Yhteistyöterveisin keuhkosairauksien toimintayksikön henkilökunta