

Kliinisen kemian ja mikrobiologian palveluyksikkö

Päiväys 31.3.2023

Versio 1.1
Laatija Taina Rastas
Tarkastaja Jenni Hinkalo
Hyväksyjä Kari Akerman

CLINITEK® STATUS +, VIERITUTKIMUSLAITE, YLLÄPITOHUOLTO

Sotokeskus: _____ Hoitoyksikkö: _____ Vastuuhenkilö: _____

Mittarin yksilöinti tai sarjanumero: _____

Vuosi: _____ kuukausi: _____

Kuittaa toimenpide nimikirjaimin. Katso puhdistusohjeet laitetoimittajan ohjeista.

HUOLTOTOIMENPIDE		PÄIVÄ																																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Puhdista testiliuskojen lukualusta käyttöpäivinä vedellä ja desinfektiopyyhkeellä	Alusta nro:																																	
	Alusta nro:																																	

MUUT YLLÄPITOTOIMENPITEET JA HUOMAUTUKSET (Kirjaa toimenpide, pvm. ja nimikirjaimet)
