

Kliinisen kemian ja mikrobiologian palveluyksikkö

Päiväys 24.8.2023

Versio 1.3
Laatija Taina Rastas
Tarkastaja Jenni Hinkalo
Hyväksyjä Kari Akerman

VIERITUTKIMUSTESTIN KONTROLLITULOSTEN SEURANTA, YLEISLOMAKE

----- -VIERITUTKIMUSTESTIN TOIMINNAN SEURANTA Mittarin yksilöinti tai sarjanumero -----Visuaalinen määrittely

Hoitoyksikkö -----Vastuuhenkilö(oma yksikkö) ----- Laaduntarkkailua ohjaava henkilö-----

SOVITTU KONTROLLEIEN TEKOTIHEYS:

- analysointipäivänä
- 1x viikossa
- avattaessa uusi testipaketti
- testin lot/erä vaihtuu
- muu tekotiheys/ syy -----

Käytä joka mittarille omaa kaavaketta.

Merkkaa tulokset taulukkoon ja lähetä täysi lomake laaduntarkkailua ohjaavalle henkilölle(vieritutkimushoitaja tai aluelaboratorion henkilökunta).
Vaihda kaavake uuteen vähintään 3kk:n välein.
Ota välittömästi yhteys vastuukäyttäjään tai laaduntarkkailua ohjaavaan henkilölle, mikäli kontrollitulokset ei ole tavoitevälillä!

VUOSI/ PV	TESTIN TIEDOT		KONTROLLIN TIEDOT								TEKIJÄ
	TESTIN LOT/ERÄ	TESTIN EXP.	KONTROLLIN LOT. TASO I	KONTR. I EXP.	TAVOITEVÄLI TASO I	TULOS TASO I	KONTROLLIN LOT. TASO II	KONTR. II EXP.	TAVOITEVÄLI TASO II	TULOS TASO II	
20----- PVM											