

Kliinisen kemian ja mikrobiologian palveluyksikkö

Laiteperehdytys vieritutkimuksiin

 Versio 2.2
 Laatija Taina Rastas
 Tarkastaja Jenni Hinkalo
 Hyväksyjä Kari Åkerman

Päiväys 29.9.2023

PEREHDYTYSKORTTI, VIERITUTKIMUKSET

PEREHDYTETTÄVÄN NIMI: _____ OSASTO/TOIMIPISTE: _____

LAITE: _____ TEHTÄVÄ MÄÄRITYS: _____

PEREHDYTTÄJÄN NIMI: _____

Kortti on laadittu vieritutkimusten yleisperehdytystä varten. Mikäli määräyksessä ei käytetä laitetta tai jotain muuta lomakkeen kohtaa ei tarvita, viivaa kyseinen kohta yli. Viimeistä kohtaa voi käyttää tarvittaessa hoitoyksikön omien käytänteiden todentamiseen. Luvan itsenäiseen työskentelyyn voi antaa perehdyttäjä tai hallinnollisesti vastuussa oleva henkilö. Kortit säilytetään hoitoyksikössä.

Toiminnot	Osa-alueet	Perehdyttäjän kuittaus	Hallitsen itsenäisesti Pvm ja allekirjoitus
1. Mittarin käyttö	* toimintojen säädöt * mittausperiaate * koodaus/kalibrointi * tarvikkeet, säilytys ja hävittäminen		
2. Tutkimuksen määräitys	* valmistautuminen * näytteenotto * mittaus		
3. Tulokset	* mittausalue * tulkinta * virhelähteet		
4. Tulosten vastaaminen	*manuaalisesti *suoraliitännällä		
4. Sisäinen laaduntarkkailu	* sisäinen kontrollien teko ja tulkinta		
5. Ulkoinen laadunarviointi	* ulkoinen Labquality Oy:n näyte(sokkonäyte)		
6. Huolto	* puhdistus * eristysuoneet		
9. INR-mittarin rinnakkaismittaukset (laskimo/ihopisto) väh. 3 mittausta, ero saa olla ≤0,5	tulos vierilaite	tulos vertailulaite	
9. Näyttökoe			
10.			

Lupa itsenäiseen työskentelyyn annettu:

Pvm _____ Luvan antaja _____