

Kliininen kemia ja mikrobiologia

28.11.2023

Ulostenäyte mikrobiologisiin tutkimuksiin

(F-BaktVIP, F-SalmVi, F-NoroNhO, F -CldTNhO, F-ParaNhO)



Saate näyteputket lähimmästä laboratorion toimipisteestä tai terveysasemalta.

F –BaktVIP tutkimukseen tarvitaan sekä ulostepurkki että geeliputkinäytteet. Muihin riittää pelkkä ulostepurkki.

1. Ulostakaa esim. kertakäyttölautaselle tai muuhun puhtaaseen astiaan.
2. Virtsan joutumista näytteisiin tulee välttää.
3. Ottakaa ulostenäyte näyteputken korkkiin kiinnitetyllä lusikalla. Näytteeksi poimitaan mahdollisimman verisiä, limaisia tai muuten poikkeavia kohtia. Näytettä tulisi olla n. puoli purkillista. Kun näyte on putkessa, **kierrekorkki suljetaan tiiviisti. Vuotaneita näytepurkkeja ei voida tutkia**
4. Näyte **geeliputkeen** otetaan näytesetin tikulla pyörittämällä tikkua reippaasti ulostenäytteessä. Geeliputken valkoinen korkki avataan ja hävitetään. Näytetikku työnnetään geeliä sisältävään putkeen niin, että putken vanupää menee syvälle geelin sisään ja tikun päässä oleva punainen korkki sulkee putken. Jos näyte on kovin löysää, imeytä näytettä hyvin tikun vanuosaan ennen putken työntämistä.
5. Peskää kätenne.
6. Laittakaa näyteastiat muovipussiin (Minigrip tai vastaava).
7. Jos käytettävissänne on tutkimustarra, varmistakaa, että siinä olevat henkilötietonne ovat oikeat ja liimatkaa tarra näytepurkkiin (ja geeliputkeen). Jos tarraa ei ole, kirjoittakaa purkkiin (ja putkeen) vedenkestävällä tussilla nimenne ja henkilötunnuksenne sekä näytteenottopäivämäärä.

Näytteen säilytys ja toimitus laboratorioon

Näytteet säilytetään jääkaappilämpötilassa. Näytteet tulee toimittaa samana päivänä lähimpään laboratorion toimipisteeseen.

Näyte tulee tutkia 24 tunnin kuluessa, joten näytteitä ei voi ottaa perjantaina, ellei sitä saada toimitettua tutkittavaksi saman päivän aikana.

Palauttakaa tämä ohje näytteen mukana ja täydentäkää näytetiedot:

Nimi:

Henkilötunnus:

Ulostenäyte otettu (pvm):

Matkustusmaa ja ajankohta:
