

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut
Medisiiniset palvelut
Infektioiden torjunta

24.11.2023

Potilasohje antibioottipumpun käyttöön

Sinulle on määrätty antibioottihoito, joka annostellaan Baxterin kertakäyttöisillä antibioottipumpuilla. Kukin pumppu sisältää vuorokauden antibioottihoidon. Seuraa hoitavasta yksiköstä/kotisairaalaasta saamiasi ohjeita pumpun käyttöön liittyen.

Pumpun sijoituskorkeus ja asento eivät juurikaan vaikuta pumpun toimintaan. Voit laittaa pumpun esim. taskuun tai vyö-/olkalaukkuun tai ripustaa sen kangaspussiin hakaneulalla vaatteeseen. **Pumppua ei kuitenkaan tulisi säilyttää pidempiä aikoja huomattavalla korkeuserolla suhteessa kiinnityskohtaan.** Esim. vuoteessa maatessa, pumppua ei tulisi asettaa lattialle tai korkealle hyllylle.

Pumppua ei tulisi altistaa ääriämpötiloille. Antibioottipumppua ja siitä lähtevää letkustoa ei pidä altistaa kuumalle tai kovin kylmälle, koska se voi vaikuttaa pumpun virtausnopeuteen:

- Älä vie pumppua saunaan.
- Älä aseta pumppua pidempiaikaisesti alttiiksi suoralle auringonpaisteelle.
- Mikäli ulkoilet kylmällä säällä, pidä pumppu (sekä letkusto) ulkovaatteiden sisällä.

Voit käydä suihkussa, mutta pyri peittämään katetrin teippaukset kotisairaalaasta saatujen ohjeiden mukaisesti.

Pue hoidon aikana hihoista väljät vaatteet helpottamaan infuusioletkuston sijoittamista.

Mikäli sinulle tulee pumpun käyttöön liittyen kysyttävää, ota yhteyttä kotisairaalaan/hoitavaan yksikköön.

Mahdolliset lisätiedot:

Havainnekuva: Antibioottipumpun kumipallon tyhjeneminen vuorokauden aikana.

Kun pumpun säiliö alkaa vuorokauden jälkeen olla tyhjä, kumipallo kapenee letkumaiseksi. Tyhjenneestä pumpusta ei ole mitään vaaraa, vaikka se olisi jonkun aikaa paikallaan tyhjentyneenäkin. Tyhjentynyttä pumppua ei tule irrottaa itse.



Täysi pumppu

Tyhjentynyt pumppu