


Potilasohje ulostenäytteen parasiittien nukleinihappo-osoitukseen

F -ParaNhO

Näytteenottovälineet voit noutaa mistä tahansa Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen laboratorion toimipisteestä.



1. Avaa FecalSwab®-näytesetin pakkaus valmiiksi. Avaa näyteputken kierrekorkki ja aseta putki pystyasentoon tasaiselle alustalle. Varo läikyttämästä putkessa olevaa nestettä!
2. Ulostasta kertakäyttölautaselle tai WC-paperin päälle. Verinen ripuliuloste ei kelpaa näytteeksi. Vältä virtsan joutumista näytteeseen.
3. Ota näytetikku pakkauksesta ja pyörittele sitä ulosteessa, kunnes tikkuun tarttuu sopiva määrä ulostetta.

**Sopiva määrä ulostetta****Liikaa ulostetta**

4. Työnnä näytteenottotikku näyteputkeen. Pyörittele tikkua näyteputkessa, kunnes uloste liikenee putkessa olevaan nesteeseen. Heitä näytetikku sekajätteeseen ja sulje **kierrekorkki tiiviisti. Vuotaneita näytteitä ei voida tutkia.** Pese kätesi näytteenoton jälkeen.
5. Kirjoita näytesetin mukana toimitettuun tarraan nimesi, henkilötunnuksesi ja näytteenottopäivä ja -kellonaika ja kiinnitä tarra näyteputkeen.
6. Pakkaa näyteputki muovipussiin (Minigrip tai vastaava), jonka suljet huolellisesti.

Näytteen säilytys ja toimitus laboratorioon

Säilytä näytteet jääkaappilämpötilassa. Toimita näyte 1 vuorokauden sisällä näytteenotosta laboratorion toimipisteeseen (samaa paikkaan, jossa mahdolliset verinäytteet otetaan).

Palauta tämä ohje näytteen mukana ja täydennä tiedot:

Nimi:
Henkilötunnus:
Ulostenäyte otettu (pvm.):
Matkustusmaa ja ajankohta: