

## Інструкція для пацієнта щодо дослідження калу на нуклеїнову кислоту паразитів F -ParaNho


Набір для відбору зразків можна отримати в будь-якій лабораторії зони добробуту Південної Остроботнії (Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue).



1. Розкрийте для початку упаковку набору для зразків FecalSwab®. Відкрийте гвинтову кришку пробірки та встановіть пробірку у вертикальному положенні на рівну поверхню. Обережно, не розлийте рідину, яка міститься в трубці!
2. Помістіть калову масу на одноразову тарілку або на туалетний папір. Кров'янистий рідкий стілець не підходить для зразка. Уникайте потрапляння сечі в зразок.
3. Візьміть пробну паличку з упаковки та обережно обкрутіть її у каловій масі, поки на паличці не залишиться достатня кількість зразка.



**Відповідна кількість калу**



**Занадто багато калу**

4. Вставте паличку зі зразком в пробірку. Перемішуйте паличкою в пробірці, поки калові маси не розчиняться в рідині в пробірці. Викиньте тест-паличку у змішане сміття та щільно закрийте **гвинтову кришку**. **Зразки, які протікають, не можна дослідити.** Вимийте руки після взяття зразка.
5. Напишіть на наклейці, що додається до набору, своє ім'я, ідентифікаційний код та дату й час взяття зразка, і прикріпіть наклейку до пробірки зі зразком.
6. Запечатайте пробірку зі зразком у пластиковий пакет (Minigrip або аналогічний), та щільно закрийте його.

### Зберігання зразка та доставлення його до лабораторії

Зразки зберігаються за температури холодильника. Доставте зразок протягом 1 доби після взяття зразка до лабораторного пункту (у те саме місце, де беруться можливі аналізи крові).

**Поверніть цю інструкцію разом зі зразком і заповніть інформацію про зразок:**

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>Ім'я та прізвище:</b>         |
| <b>Ідентифікаційний код:</b>     |
| <b>Час взяття зразка (дата):</b> |
| <b>Країна подорожі та час:</b>   |