

## Зразок калу для мікробіологічного дослідження

(F -BaktVIP, F -SalmVi, F -NoroNhO, F -CldTNhO)



Ви можете отримати пробірки для зразків у найближчому лабораторному відділенні чи медичному центрі.

**Для тестів F -BaktVIP потрібні як ємності для калу, так і зразки гелевої пробірки.** Для інших достатньо лише ємності для калу.

1. Випорожнюйтеся, наприклад, на одноразову тарілку або іншу чисту тару.
2. Випорожнюйтеся, наприклад, на одноразову тарілку або іншу чисту тару.
3. Візьміть зразок калу за допомогою ложки, що прикріплена до кришки ємності для зразків. Як зразок беруться криваві, слизові або інші аномальні ділянки. Зразок має займати близько половини ємності. Коли зразок знаходиться в пробірці, **кришка, що загвинчується, щільно закривається. Ємності зі зразками, що протікали, не можуть бути досліджені**
4. Зразок береться у **гелеву пробірку** за допомогою палички з набору проб шляхом швидкого обертання палички у зразку калу. Білу кришку гелевої пробірки відкривають і викидають. Паличка для зразка вставляється у гелеву пробірку так, щоб бавовняний кінець пробірки глибоко входив у гель, а синій ковпачок на кінці палички закривав пробірку. Якщо зразок дуже пухкий, добре змочіть бавовняну частину палички, перш ніж вставляти її в пробірку.
5. Вимийте руки.
6. Помістіть контейнери зі зразками у пластиковий пакет. (Minigrip або аналогічний).
7. Якщо у вас є дослідна наклейка, переконайтеся, що ваша особиста інформація на ній є вірною, і наклейте наклейку на ємність зі зразком (і гелеву пробірку). Якщо наклейки немає, напишіть своє ім'я та ідентифікаційний номер та дату взяття зразків на ємності (та пробірці) водостійким маркером.

## Зберігання та доставка зразків до лабораторії

Зразки зберігаються за температури холодильника. Зразки мають бути доставлені того ж дня до найближчого лабораторного відділення.

**Зразок повинен бути досліджений протягом 24 годин**, тому зразки не можуть бути взяті в п'ятницю, якщо вони не можуть бути доставлені на дослідження в той же день.

Клінічна хімія та мікробіологія

3.2.2026 р.

**Надішліть цю інструкцію разом зі зразком та заповніть інформацію про зразок:**

**Ім'я:**

---

**Ідентифікаційний номер:**

---

**Зразок калу узято (дата):**

---

**Країна та час:**

---