

Аналіз сечі для виявлення інфекції хламідіозу/гонореї (–CtGcNhO)

Аналіз в першу чергу здається в лабораторії, або коли ви прийшли на прийом. Якщо немає іншої можливості і єдиний варіант здати аналізи це вдома, зразок потрібно негайно перенести в пробірку, яка є в наборі для відбору зразків. Набір для відбору зразків можна отримати в будь-якій лабораторії зони добробуту Південної Остроботнії (Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue).

УВАГА! Якщо вам також потрібно взяти інші зразки сечі, візьміть їх у різний час згідно з різними інструкціями щодо відбору зразків.

Відбір зразків

За зразок береться **перша сеча (одразу з початкового струменя сечі)**. Зразок не можна відбирати під час менструації.

1. Не мочитися принаймні протягом 1 години до відбору зразка.
2. Ретельно вимийте руки, але **не підмивайтесь**.
3. Відкрийте кришку контейнера для зразка. Не торкайтеся внутрішніх поверхонь банки або кришки.
4. Відберіть перший зразок сечі **відразу від початку струменя** приблизно 10–30 мл у чистий контейнер для зразків. Решту сечі вилийте в унітаз.
5. Щільно закрийте кришку контейнера для проби, наклейте на неї ідентифікаційну наклейку та негайно віднесіть пробу в лабораторію.

Якщо ви здаєте зразок вдома, перемістіть зразок у пробірку відразу після взяття зразка відповідно до наведених нижче інструкцій:

1. Обережно перемішайте взятий зразок, перевернувши баночку зі зразком догори дном і відкривши її кришку.
2. Відкрийте набір для відбору зразків. Вам знадобиться трубочка і пластикова одноразова піпетка. Пробна паличка в паперовій упаковці викидається в смітник змішаних відходів.
3. Відкрийте кришку пробірки із зразком, обережно, щоб не розлити рідину з пробірки. Не торкайтеся внутрішніх поверхонь трубочки або кришки.
4. Використовуйте піпетку, щоб перенести сечу по одній краплі в пробірку так, щоб **рівень рідини був у мінімально-максимальних межах міри наповнення**



пробірки. Сечу/рідину не можна викачувати піпеткою з пробірки. Переповнена або недостатньо заповнена пробірка для зразків відбраковується.

5. Наклейте на контейнер для зразків ідентифікаційну наклейку із зазначенням дати, часу відбору зразка, імені та номера соціального страхування. Упакуйте зразок у поліетиленовий пакет і ретельно закрийте пакет. Доставте зразок кімнатної температури до найближчої лабораторії (зверніть увагу на години роботи).