

## SILMÄPOTILAALTA OTETTAVA VERINÄYTE ENNEN SAK HERPESLEESION JÄÄDYTYSTÄ

<b>Yleistä</b>	Verinäyte otetaan potilaalta ennen leikkausta. Y-laboratoriossa otettu ja esikäsitelty seerumi tiputetaan potilaan silmään SAK herpeslesion jäädytyksen jälkeen leikkaussalissa.
<b>Tutkimuksen tilaus</b>	Tutkimuksen <b>tilausnumero on 8248</b> (S-Näytöst).
<b>Näyte</b>	<b>Steriilisti</b> otettu verinäyte otetaan <b>vakuumimenetelmällä</b> . Putkia <b>ei saa avata</b> .  Näytteeksi otetaan: 1. <b>9 x 5 ml verta</b> kuivaan, lisäaineettomaan lasiseen seerumiputkeen.
<b>Näytteen käsittely</b>	Verinäyteputkien annetaan hyytyä <b>huonenlämmössä 1 h</b> , jonka jälkeen ne sentrifugoidaan (seerumia ei erotella). Kun näyte on sentrifugoitu, ilmoitetaan apteekkiin puh. 4780, josta näyte noudetaan ja toimitetaan osastolle.
<b>Vastaaminen</b>	Tutkimus vastataan atk:lle TEHTY -merkinnällä. Potilaan atk-tarra (S-Näytöst) laitetaan "Otetut toimintakokeet" -kansioon, jossa tutkimukselle on lomake.
<b>Vastuuhenkilöt</b>	Osastonhoitaja
<b>Korvaa ohjeen</b>	Silmäpotilaalta otettava verinäyte ennen SAK herpeslesion jäädytystä leikkaussalissa versio 1.3.
<b>Muutokset</b>	Versio 1.5: Päivitetty uuteen dokumenttipohjaan ja tarkistettu. Versio 1.4: Näytemäärä muuttunut. Versio 1.3: "Yleistä" -kohtaa tarkennettu sekä lisätty "Näytteen käsittely" omaksi otsikoksi. Versio 1.2:Näytemäärä on muuttunut. "Yleistä" -kohta lisätty. <u>Ohjeistuksen tekstiä tarkennettu.</u> <u>Versio 1.1: Ohjeen formaattia on muutettu</u>