

Kliinisen kemian ja mikrobiologian palveluyksikkö

Päiväys 3.8.2023




Versio 1.3

Laatija Taina Rastas

Tarkastaja Jenni Hinkalo

Hyväksyjä Kari Åkerman

Näytteenotto sormenpäästä, suurimmat sallitut pistosyvyydet

asiakkaan paino	pistosyvyys max (mm)	lansetti	kolmipistolanсетit	tuotenumero /tilausnumero/ käyttö EPSHP
<15 kg	max 1,5 mm		sininen 23G matalin syvyys 1,30 mm keltainen 26G matalin syvyys 1,30 mm	Pedihealth Oy Vitrex Flex 3 sininen 23G 301724/ G104327, varastotuote 23G:n lansetissa on isompi neula, joten vieritutkimuksiin, kuten INR-, CRP- ja Glukoosimittaukset , yleislansetti.
>15 kg	max 1,8 mm		sininen 23G keskimäinen syvyys 1,80 mm keltainen 26G keskimäinen syvyys 1,80 mm	OneMed Oy Vitrex Flex 3 keltainen 26G 301724/G104327-2 suoratoimitus 26G:n lansetissa on pienempi neula, erityistarpeisiin esim. näytteenotto lasten sormenpäästä
aikuinen	max 2,4 mm		sininen 23G isoin syvyys 2,30 mm keltainen 26G isoin syvyys 2,30 mm	

Näytteenotto kantapäästä, suurimmat sallitut pistosyvyydet ja leveydet

lapsen paino	lansetin syvyys max (mm)	lansetin leveys max (mm)	lansetti	käyttö EPSHP	tuotenumero/tilausnumero
alle 1kg	≤ 0,65	≤ 1,4	 Pedihealth Oy Vitrex Steriheel Baby syvyys 0,65 mm leveys 1,40 mm	lasten osastot glukoosimittaukset kantapäästä, vauvat alle 6kk	301724F/G104330-2
1-2,5 kg	≤ 0,85	≤ 1,75	 Pedihealth Oy Vitrex Steriheel Baby syvyys 0,85 leveys 1,75 mm	laboratorion käyttöön	301724B/G104328-3
yli 2,5 kg	≤ 1,0	≤ 2,5	 Pedihealth Oy Vitrex Steriheel Baby syvyys 1,00 mm leveys 2,5 mm	laboratorion käyttöön	301724C/G104329-4