

Kliinisen kemian ja mikrobiologian palveluyksikkö

Päiväys 14.11.2025

Versio 1.4

Laatija Taina Rastas
Tarkastaja Jenni Hinkalo
Hyväksyjä Ulla Nivukoski

Näytteenotto sormenpäästä, suurimmat sallitut pistosyvyyydet

asiakkaan paino	pistosyvyys max (mm)	lansetti	kolmipistolansetit	tuotenumero /tilausnumero/ käyttö EPSHP
<15 kg	max 1,5 mm		sininen 23G matalin syvyys 1,30 mm keltainen 26G matalin syvyys 1,30 mm	Pedihealth Oy Vitrex Flex 3 sininen 23G 301724/ G104327, varastotuote 23G:n lansettissa on isompi neula, vieritutumuksiin, kuten INR-, CRP- ja Glukoosimittaukset , yleislansetti. OneMed Oy Vitrex Flex 3 keltainen 26G 301724/G104327-2 suoratoimitus 26G:n lansettissa on pienempi neula, erityistarpeisiin esim. näytteenotto lasten sormenpäästä, pienempi näytemäärä, yleislansetti
>15 kg	max 1,8 mm		sininen 23G keskimmäinen syvyys 1,80 mm keltainen 26G keskimmäinen syvyys 1,80 mm	
aikuinen	max 2,4 mm		sininen 23G isoin syvyys 2,30 mm keltainen 26G isoin syvyys 2,30 mm	

Näytteenotto kantapäästä, suurimmat sallitut pistosyvyydet ja leveydet

lapsen paino	lansetin syvyys max (mm)	lansetin leveys max (mm)	lansetti	käyttö EPSHP	tuotenumero/tilausnumero
alle 1kg	≤ 0,65	≤ 1,4	 Promisemed® HB-065 kantapäälansetti violetti syvyys 0,65 mm leveys 1,40 mm	lasten osastot glukoosimittaukset kantapäästä, vauvat alle 6kk	40012114/G104330-2
1-2,5 kg	≤ 0,85	≤ 1,75	 Promisemed® HB-085 kantapäälansetti vihreä syvyys 0,85 mm leveys 1,75 mm	laboratorion käyttöön	40012107/G104328
yli 2,5 kg	≤ 1,0	≤ 2,5	 Promisemed® HB-100 kantapäälansetti sininen syvyys 1,00 mm leveys 2,5 mm	laboratorion käyttöön	40012108 /G104329-4